



ActiMaris®

+ Natural Health Care

KOŽA
SLIZNICA
RANY

SK

UNIKÁTNE RÝCHLE HOJENIE RÁN A ZÁPALOV

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ POTVRDENÁ¹

- + Výrazne skracuje dobu hojenia
- + Rýchlo znižuje zápal, opuch, zápach
- + Ranu čistí, zvlhčuje, odstraňuje biofilm
- + Eliminuje vírusy, baktérie, kvasinky, plesne, spóry
- + Použitie kdekoľvek na koži aj sliznici



ActiMaris je č. 1 v neonatológii

najpoužívanejší prípravok na hojenie všetkých typov rán
u novorodencov a dojčiat³

ActiMaris® Gél

na rany, kožu a sliznicu
20 g



Na ošetrovanie a urýchlenie hojenia širokého spektra akútnych aj chronických rán a zápalov na koži i sliznici. Je vhodný na: pooperačné rany a jazvy, bežné drobné akútne poranenia, vredy či diabetické vredy, infekčné rany. Zápal dutiny ústnej a nosovej, plesňové infekcie, akné, afty, opary. Rýchlo naštartuje proces hojenia a výrazne ho urýchľuje. Dodáva rane potrebný kyslík, energiu a minerálne látky.

Ako používať ActiMaris® Gél:

Pri hojení akútnych i chronických rán:

1. Z rany najskôr odstráňte prípadné hrubé nečistoty alebo povlaky. Na čistenie rany, elimináciu povlaku, hnisu a mikrobov môžete najskôr použiť roztok ActiMaris® Sensitiv alebo Forte.
2. Na ranu jemne naneste ActiMaris® Gél vo vrstve 1–2 mm.
3. Prekryte sterilným krytím, gázou alebo prelepte náplasťou.
4. Výmenu krytia s aplikáciou ActiMaris® Gél vykonávajte podľa potreby a stavu rany, optimálne 1–2× denne.

Pri hojení áft, oparov a zápalov dutiny ústnej:

1. ActiMaris® Gél naneste vo vrstve 2–3 mm priamo na postihnuté miesto a nechajte pôsobiť.
2. Aplikáciu opakujte podľa potreby až do zmiernenia či vymiznutia ťažkostí. Zo začiatku aspoň 3× denne, čím častejšie, tým lepšie.
3. Pri ťažších zápaloch, alebo ak sa v ústach vytvorí hneď niekoľko áft naraz, je vhodné ústa najskôr vypláchnuť roztokom ActiMaris® Sensitiv alebo Forte.

Pri hojení akné:

1. Najskôr navlhčíte vatový tampón roztokom ActiMaris® Forte alebo Sensitiv (podľa závažnosti akné) a dôkladne ním očistíte kožu.
2. Následne na oblasť vriedkov naneste ActiMaris® Gél vo vrstve cca 2-3 mm a nechajte na koži pôsobiť až do zaschnutia.
3. Celý postup opakujte minimálne 2×, optimálne 3× denne.



K priamej aplikácii



Nanesenie vatovou tyčinkou

ActiMaris® Forte roztok

na rany, kožu a sliznicu
300 ml | 1000 ml



K intenzívnemu čisteniu, dekontaminácii, odstráneniu biofilmu, zníženiu zápalu a urýchleniu hojenia akútnych a predovšetkým chronických rán. Je určený na použitie na kožu aj sliznicu úst či genitálií. ActiMaris® Forte rýchlo a výrazne znižuje zápal, opuch a prípadný zápach rany. Má vysoký antimikrobiálny (mikrobicídny) účinok.

- Indikácie:**
- zle sa hojace, infekčné, povlečené, zapáchajúce rany
 - vredy, diabetické vredy, dekubity, fistuly, nekrózy
 - ťažšie formy akné, zápaly ďasien, stomatitídy
 - plesňové infekcie na koži a sliznici úst či genitálií
 - dekontaminácia tela pri náleze MRSA, VRE apod.

Ako používať ActiMaris® Forte roztok:

ActiMaris® Forte roztok sa používa na obklady či oplachy rán na koži alebo k výteru či výplachu dutiny ústnej či genitálií. Možno ho použiť samostatne alebo v kombinácii s ActiMaris® Gélom.

Pri hojení chronických rán:

1. Pred samotným ošetrením prípravkami ActiMaris® je vhodné ranu najprv šetrne osprchovať, aby ste ju zbavili zvyškov masti a prípadných povlakov a chrást.
2. Roztokom ActiMaris® Forte dôkladne navlhčíte sterilné krytie (napr. gázu) a toto priložte na ranu ako obklad. Čisté rany 5–15 minút, povlečené, zapáchajúce, infikované rany 15–30 minút.
3. Po odstránení obkladu nechajte ranu 5 minút oschnúť.
4. Pre ďalšie urýchlenie hojenia je výhodná kombinácia s ActiMaris® Gélom. Na ranu naneste ActiMaris® Gél v súvislej vrstve 1–2 mm a prekryte sterilným krytím. Aby krytie neprilnulo k rane, je možné pod neho použiť napr. mastný tyl.
5. Výmenu obväzov a krytie s následnou aplikáciou ActiMaris® Gélu vykonávajte podľa potreby a stavu rany, optimálne 1–2 krát denne.
6. Ak krytie príľne k rane, navlhčíte ho najskôr roztokom a nechajte pôsobiť do doby, než ho budete môcť voľne odstrániť.



K použitiu formou obkladu



ActiMaris® Sensitiv roztok na rany, kožu a sliznicu 300 ml | 1000 ml



Na čistenie, zvlhčenie, dekontamináciu a zníženie zápalu akút-
nych a chronických rán, popálenín 1.–3. stupňa. Vhodný aj pre
citlivú a podráždenú kožu a na sliznicu dutiny ústnej, nosovej
a genitálií. Určený aj pre deti a dojčatá.

Ako používať ActiMaris® Sensitiv roztok:

ActiMaris® Sensitiv roztok sa používa na obklady či oplachy rán na
koži alebo k výteru či výplachu dutiny ústnej, nosovej či genitálií. Mož-
no ho použiť samostatne alebo v kombinácii s ActiMaris® Gélom.

Pri hojení akútnych a chronických rán:

1. Z rany najskôr odstráňte prípadné hrubé nečistoty apod.
2. Vypláchnite ranu roztokom alebo navlhčite sterilné krytie (gázu),
priložte na ranu a nechajte 20–30 minút pôsobiť.
3. Pre urýchlenie hojenia následne na ranu naneste ActiMaris® Gél
v súvislej vrstve 1–2 mm a prekryte sterilným krytím.
4. Výmenu krytia a obväzov s aplikáciou ActiMaris® Gélu vykoná-
vajte podľa stavu rany, optimálne 1–2× denne.

Pri výplachu a ošetroení dutiny ústnej:

Roztokom ActiMaris® Sensitiv môžete vypláchnuť a ošetriť celú úst-
nu i nosovú dutinu. Aplikujte primerané množstvo (1–2 polievkové
lyžice) roztoku a nechajte v ústach aspoň 30 sekúnd pôsobiť. Opa-
kujte 3× denne, najlepšie po jedle. Pre zosilnenie účinku nejedzte
a nepite ešte 15 minút po apli-
kácii. Na výplachy nosa roztokom
ActiMaris® Sensitiv odporúčame
použiť kanvičku na to určenú.



Pre výplach dutiny nosovej



K použitiu formou obkladu



Pre výplach dutiny ústnej

ActiMaris® AKO FUNGUJE

Profil produktu

ActiMaris® výrazne urýchľuje hojenie širokého spektra rán a zápalov kože a slizníc. Komplexnosť účinnosti je daná synergiou jednotlivých zložiek prípravku. ActiMaris® dodáva tkanivám kyslík, energiu a minerálne látky potrebné pre hojenie. Má výrazný čistiaci efekt, účinne eliminuje patogény, rýchlo redukuje zápal, opuch a zápach. Podporuje tvorbu nového tkaniva.

Aktívny (singletový) kyslík 1O_2

Patrí medzi vysoko aktívne formy kyslíka s veľkým množstvom energie. Pri kontakte roztoku alebo gélu ActiMaris® s kožou, sliznicou alebo spodinou rany sa ihneď uvoľňuje z NaOCl, narúša štruktúry mikróbov – baktérií, vírusov, plesní, kvasiniek a spór, a tým ich ničí. Ďalej pomáha aktivovať procesy oxygenácie a regenerácie a podporuje tak rýchlejšiu tvorbu nového tkaniva. Singletový kyslík vzniká tiež v rade bežných reakcií v organizme ako súčasť obranného mechanizmu proti infekcii. Na fyzikálne pôsobenie singletového kyslíka si mikróby nedokážu vytvoriť rezistenciu. Vysoká účinnosť prípravkov ActiMaris® je tak úplne zachovaná aj pri dlhodobom používaní.

Zásadité pH (až 9,8)

Zásadité prostredie má všeobecne priaznivý vplyv na hojenie rán a zápalov. Prírodná morská voda je tiež zásaditá (pH 8–8,5). Zásadité látky pôsobia ako tzv. antioxidanty. Deaktivujú voľné radikály, ktoré narušujú proces hojenia. Tiež enzýmy a neuroprenášače, ktoré sú dôležité pre jednotlivé fázy hojenia, vykazujú optimálnu aktivitu pri zásaditom pH. Prípravky ActiMaris® majú pH v rozmedzí 8,5 (roztok Sensitiv) – 9,8 (roztok Forte a Gél). Vďaka zásaditému pH umožňujú dlhšie pôsobenie aktívneho kyslíka a podporujú procesy hojenia na koži aj sliznici.

Morská soľ 1.2–3.0 %

Obsahuje až 80 minerálnych látok (najviac horčíka), ktoré podporujú proces hojenia. Vzhľadom k tomu, že koncentrácia morskej soli je vo všetkých prípravkoch ActiMaris® vyššia ako fyziologická hodnota 0.9%, vzniká tu priaznivý hyperosmotický efekt, ktorý pomáha ranu čistiť a znižuje jej opuch a tým i bolestivosť.

Ionizovaná morská voda

Má schopnosť prenášať minerálne látky a kyslík hlbšie do tkaniva, pretože zhľuky molekúl ionizovanej vody sú menšie než u bežnej vody. Ionizovaná zásaditá voda v prípravkoch ActiMaris® má výrazné antioxidantné účinky.

ActiMaris®

MOŽNOSTI POUŽITIA

Oblasti použitia

- **Akútne rany**
Pooperačné rany a jazvy, rezné, tržné rany, odreniny, popáleniny, pľuzgiere
- **Chronické a stagnujúce rany** - vredy a diabetické vredy, dekubity, fistuly, ulcerujúce nádory, nekrózy
- **Infekcie a zapáchajúce rany**
- **Zápalové procesy na koži a sliznici**
Akné, dermatitídy, ekzémy, zapareniny, zápaly hltana, ústnej dutiny, nosovej, genitálií, vonkajšieho zvukovodu, afty, opary, plesňové infekcie
- **Popáleniny 1.-3. stupňa**
- **Peroperačný výplach rán** (dutina brušná, hrudníka, okolie kĺbu)
- **Prevenia a eliminácia infekcie, dekontaminácia MRSA, VRE, ...**

ActiMaris® – výhody

- Výrazne skracuje dobu hojenia
- Rýchlo znižuje zápal, opuch a prípadný zápach
- Ničí široké spektrum mikrobov – vírusy, baktérie, plesne, kvasinky, spóry
- Podporuje a urýchľuje tvorbu nového tkaniva
- Na použitie do rán, na kožu i sliznicu
- Pre dospelých, deti, dojčatá i novorodencov
- 100% prírodný - bez konzervantov a stabilizátorov
- Bez vedľajších a nežiadúcich účinkov
- Dĺžka použitia nie je obmedzená – nevzniká rezistencia, neklesá účinnosť
- Je možné kombinovať so všetkými modernými prostriedkami na hojenie rán

Zloženie

Z prírodných zložiek elektrolyzou získaný NaOCl (zdroj singletového kyslíka 1O_2), morská soľ, ionizovaná voda

Zdravotnícka pomôcka. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

¹ Výsledky testovania účinnosti a bezpečnosti ActiMaris, štátne laboratória ČR, 2017, 2018, 2019

² A clinical evaluation of the efficacy and safety of singlet oxygen in cleaning and disinfecting stagnating wounds. *Journal of Wound Care*, 2011–2013

³ Konference ČSLR, Hojení ran v kostce, FN Olomouc, 9/2021

Výhradný distribútor pre ČR a SR:



EMPOLAS s.r.o.

Česká republika

info@empolas.com

tel.: +420 775 335 111

www.empolas.com

ActiMaris AG

Sandgrube 29

☒ 9050 Appenzell

ŠVAJČIARSKO

Vývoj a výroba:

ActiMaris AG



natural medical solutions

www.ActiMaris.sk

infolinka: +421 904 201 342